


AP721792-10_Leroux thermometer bracelet/Leroux hőmérő karpánt

AP721792-10_Thermometer Bracelet Leroux User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:



Specifications:

- Charging Voltage: 5V
- LED Screen: 0.96 inches
- Li-polymer battery 55 mAh, 3.7V
- Watch working time: 30 days.
- Degree of Protection: IP54
- Temperature range: 34-42.5°C

Charging:

Use the supplied cable for charging. Connect the USB cable to your computer / AC adapter and connect the other end of the cable to the charge contact of the device.

Watch operation:

Long press the touch button for 5 seconds to enter setting mode. The screen will show hour digits. Press the touch button to adjust.

Long press the button for 5 seconds to set the minutes and press to adjust.

When the correct hour and minutes appear on the screen, hold down the button to save the time.

Thermometer operation:

Press the touch button until the screen shows the temperature.

The letter "C" situated on the bottom right corner will start to flash. This indicates that the body temperature reading is in process.

When the temperature is reached, the letter "C" will stop flashing and remain on the screen.

Long press the touch button to show the temperature in °F.

Note: When you put the bracelet on, the sensor will take a few minutes to read your body temperature. When the body temperature exceeds 37.5°C a flashing red light will appear in the top left corner. This warning light will flash for 10 seconds.

Note: If the temperature is lower or higher than the watch temperature range (34-42°C) LO or HI respectively will appear on the screen.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Keep out of reach of children.
8. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the device's electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Miko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mikoto.eu (search on reference).

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, POB:176, Hungary
Registration nr.: 01-09-276783, Made in China

AP721792-10_Leroux hőmérő karpánt



Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Termék áttekintés



Technikai adatok:

- Töltési feszültség: 5V
- LED kijelző: 0.96 col
- Lítium-polimer akkumulátor 55 mAh, 3.7V
- Készenléti idő: 30 nap
- IP54 védelem
- Hőmérséklet küszöb: 34-42.5 oC

Töltés:

Használja a mellékelt kábelt a töltéshez. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez / USB töltőfejhez és a kábel másik végét csatlakoztassa a készülékhez.

Óra működtetése

Nyomja meg hosszan az érintőkijelzős gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a beállítás módba. A kijelző az időt fogja mutatni. Nyomja meg az érintőkijelzős gombot a beállításához.

Nyomja meg hosszan az érintőkijelzős gombot 5 másodpercig, hogy beállítsa a perceket.

Nyomja meg az érintőkijelzős gombot az állításhoz.

Amikor eléri a megfelelő órát és percet a kijelzőn, tartsa lenyomva a gombot, hogy elmentse az időt.

Hőmérő működtetése

Nyomja meg az érintőkijelzős gombot, ameddig a hőmérséklet menüpontot nem látja.

A "C" betű a jobb alsó sarokban villogni fog. Ez jelzi, hogy a testhőmérséklet mérés folyamatban van. Amikor a készülék eléri a hőmérsékletet, a "C" betű villogása abbamarad, és a kijelzőn marad.

Megjegyzés: Amikor felveszi a karperecet, a szenzornak pár perc kell, mire leolvassa a testhőmérsékletét.

Amikor a testhőmérséklet meghaladja a 37,5 oC-ot, egy vörös villogó fény jelenik meg a bal felső sarokban. Ez a jelzőfény 10 másodpercig fog villogni.

Ha a hőmérséklet kisebb vagy nagyobb, mint a hőmérséklet küszöb (34-42 oC), akkor "LO" vagy "HI" fog megjelenni a kijelzőn.

Figyelmesztetés:

1. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy párák körülményeknek.
2. Akadályozza meg a termék leesését, mivel az komoly kárral járhat.
3. Ne szedje szét, javítsa-vagy módosítsa az eszközt önmagától, keressen fel egy szakembert.
4. A kockázat elkerülése érdekében a kijelölt helyekre dobja ki a terméket. Semmiképp se dobja tűzbe, mivel beépített lítium akkumulátor van benne.
5. Száraz törülközővel tisztítsa.
6. Ne tegye hőforrások közelébe és ne tegye ki közvetlen napfénynek a készüléket.
7. Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a készülékbe, mert fennáll annak a veszélye, hogy rövidzárlat keletkezik az egységben.
8. Tartsa távol gyermekektől.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóban jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.

Forgalmazó: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-09-276783, Származási ország: Kína